




Non-Contact Infrared Thermometer


Model : EI.TM



Fitur Termometer

1S Pembacaan hasil dalam 1 detik

Tampilan Layar



Hasil akurat



Penggunaan tanpa sentuh



Alarm peringatan



Mode Senyap

- Aman dan higienis tanpa sentuhan (jarak 1-3 cm)
- Multifungsi, dapat digunakan untuk mengukur suhu tubuh maupun benda / objek
- Dapat menyimpan hingga 20 data

Spesifikasi Kemasan

- Ukuran karton : 47 x 34 x 28 cm
- Jumlah / karton : 50 kotak
- Berat : 9.5 kg
- Aksesoris :
Tas penyimpanan, buku manual, dan baterai AAA sebanyak 2 unit

Spesifikasi Termometer

Layar	: HD LCD
Rentang pengukuran & akurasi	
Mode dahi	: $35-42.2^{\circ}\text{C} \pm 0.2^{\circ}\text{C} / 95-108.0^{\circ}\text{F} \pm 0.4^{\circ}\text{F}$
Mode objek	: $0-100.0^{\circ}\text{C} \pm 1.0^{\circ}\text{C} / 32-212.0^{\circ}\text{F} \pm 2.0^{\circ}\text{F}$
Memori penyimpanan	: 20 data
Satuan temperatur	: C / F
Fungsi mati otomatis	: 10 detik
Baterai	: AAAx2