

# ENDO

## ENDO Syringe Pump EI.SP3



### Spesifikasi

<b>Dimensi</b>	352 mm x 194 mm x 142 mm
<b>Berat</b>	<2.2 kg (dengan clamp)
<b>Tampilan</b>	Display 3.5'; touch screen
<b>Resolusi</b>	480*320
<b>Kecerahan</b>	Dapat disesuaikan, tingkat 1-10
<b>Power input</b>	100-240V ; 50/60Hz ; 35VA
<b>Nilai tegangan baterai</b>	7.4V

## Spesifikasi

<b>Kapasitas baterai</b>		2600mAh
<b>Waktu kerja baterai</b>		>360mnt @5ml/jam
<b>Waktu pengisian baterai</b>		<240mnt untuk 100%
<b>Spesifikasi Infus</b>	<b>Mode infus</b>	Rate mode ; Time mode, VTBI, BW mode
	<b>Pemilihan Jarum</b>	5, 10, 20, 30, 50 (ml) 5 merek jarum suntik sudah dikonfigurasi sebelumnya Mendukung jarum suntik yang ditentukan pengguna Pengenalan otomatis ukuran jarum suntik
<b>Parameter Infus</b>	<b>Flow rate</b>	50/60ml syringe : 0.10-1500 ml/h 30ml syringe : 0.10-900.0 ml/h 20ml syringe : 0.10-600.0 ml/h 10ml syringe : 0.10-300.0 ml/h 5/6ml syringe : 0.10-150.0 ml/h
	<b>Kenaikan</b>	0.10-99.99 ml/h : 0.01 100.0-999.9 ml/h : 0.1 1000-1500 ml/h : 1
	<b>Volume preset (VTBI)</b>	0-9999.99 ml
	<b>KVO</b>	0.10-5.00 ml/h Kenaikan : 0.01 ml/h Default 1.00 ml/h
	<b>Purge</b>	50/60ml syringe : 0.10-1500 ml/h, default is 1500 ml/h 30ml syringe : 0.10-900.0 ml/h, default is 900.0 ml/h