

ENDO

ENDO Portable Video Laryngoscope EI.VL



Parameter Mesin

Layar 3" (LCD)

Sudut pandang lebih dari 60 derajat

Waktu pengisian lebih dari 300 kali

Resolusi 1280*720p

Konsumsi daya lebih dari 2W

Pemutaran sudut monitor 0~130 derajat

Berat 220 gram

Fungsi gambar / video : output USB

Memori 8 GB

Input pengisian daya : 110V ~ 220V, 50Hz

Output pengisian daya : 5V 1000mA

Waktu pengisian daya kurang dari 4 jam

Pisau Tipis

Bentuk pisau yang tipis meningkatkan akses di celah mulut yang lebih kecil dan mengurangi kerusakan gigi sehingga lebih aman untuk digunakan pasien.

Sudut Video

Layar monitor yang dapat diputar dalam sudut 120 derajat yang memberikan kenyamanan dalam melihat prosedur dari berbagai sudut.

Kamera atau Memori

Pencitraan video saat tindakan laringoskopi berlangsung. Perangkat ini memiliki memori 8GB, yang memungkinkan untuk merekam prosedur yang sedang dilakukan dan mengambil gambar dan dapat disimpan dalam grafik masing-masing pasien untuk referensi di kemudian hari.