

ENDO

ENDO Electrocardiograph EI-ECG12Ch



Mudah digunakan

7" layar sentuh berwarna dengan resolusi tinggi.
Keyboard alfanumerik.

Sistem kerja sederhana

Operasi dalam satu sentuhan.
Mendukung pemindaian barcode untuk menyederhanakan sistem kerja.

Hasil klinis yang akurat

Deteksi sinyal lemah dengan teknologi konverter A/D 24bit canggih.
Teknologi anti noise dengan filter komprehensif dan CMRR tinggi diatas 121db.
120s pembekuan dan peninjauan bentuk gelombang waktu untuk membantu diagnosis.
Pengukuran dan interpretasi otomatis dengan database CSE/AHA/MIT.
Memperpanjang pencetakan saat aritmia terdeteksi untuk analisis lebih lanjut.

Solusi pencetakan yang fleksibel

Perekam termal resolusi tinggi.
Mendukung printer USB eksternal.