

ENDO

ENDO Operating Headlamp EI.HL



ENDO Operating Headlamp adalah alat atau lampu yang digunakan dokter atau perawat pada saat operasi. Lampu periksa untuk diagnosa dokter. Lampu dikaitkan pada ikat kepala dan dapat berputar ke segala arah pada porosnya.

Data Teknis

Tegangan	AC 90~240V 50Hz~60Hz
Daya Input	≤ 5 VA
Kekuatan Bohlam	3W
Temperatur Warna	5000 +/- 500 K
Waktu Kerja Power Box Utama	4 jam
Waktu Kerja Kotak Daya Cadangan	2 jam
Waktu Pengisian	5 jam