

ENDO

ENDO Portable Suction Pump EI.SC3



Spesifikasi

Tipe	Vacuum tinggi / aliran tinggi	Klasifikasi alat kesehatan	Kelas IIA
Maks. vacuum	$\geq 0.08\text{MPa}$	Berat	4kg
Rentang vacuum	$0.02\text{MPa} \sim$ maksimal vacuum	Garansi	1 tahun
Flow rate	$\geq 20\text{ L / menit}$	Dimensi (WxDxH)	210x140x300 mm
Kapasitas botol	1000 mL	Lingkungan dalam penggunaan normal	suhu : $5 \sim 40^{\circ}\text{C}$ Kelembapan relatif : $\leq 80\%$ Tekanan atmosfer : $860 \sim 1060\text{hPa}$
Noise	$\leq 60\text{dB (A)}$	Lingkungan dalam transportasi atau penyimpanan	suhu : $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$ Kelembapan relatif : $\leq 95\%$ Tekanan atmosfer : $500 \sim 1060\text{hPa}$
Sumber daya listrik	$\sim 220\text{V} \pm 10\% 50\text{ Hz}$		
Input daya	110VA		
Sekering	$\varnothing 5 \times 20 / \text{F0.5AL}, 250\text{V}$		
Waktu kerja	Maksimal 30 menit		
Perlindungan listrik	Kelas I		
Tingkat perlindungan	Tipe B		