

# ENDO

## ENDO Ventilator EI.V3



### Fungsi Asisten

#### Inspiratory Hold

Kemudahan untuk mengambil foto X-ray pasien selama proses ventilasi, memungkinkan dokter untuk menilai mekanik paru statis pasien.

#### 100% FiO<sub>2</sub>

Dukungan yang lebih efektif untuk suction atau proses penghisapan

#### Manual Inspiration

Memungkinkan dokter untuk membuat respon yang cepat untuk kebutuhan inspirasi pasien

#### Expiratory Hold

Aksesibilitas untuk mengukur PEEP intrinsik

#### Pilihan Parameter Manifold

Pilihan parameter yang dioperasikan dengan memakai *single ComWheel*

### Fitur

Layar TFT berwarna 10.4"

Pengaturan yang mudah dengan tombol navigasi dan layar sentuh.

Berbagai pilihan mode ventilasi seperti CPAP, APRV, BIPAP.

Pemicu aliran dan tekanan. Statis dan monitor resistensi.

Alarm visual dan dapat didengar dengan tiga tingkatan, serta dengan kata-kata singkat penjelasan masalah.

Perangkat pencampur udara dan oksigen elektronik bawaan yang canggih.

Sensor aliran internal yang akurat dan tahan lama.

*Expiration valve* yang terintegrasi dan mudah untuk disterilkan.

PEEP, P-V loop dan V-F loop.

Ventilasi apnea cadangan, nebulizer otomatis dan dilengkapi dengan baterai internal.